

公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
10min病毒DNA/RNA提取试剂盒	50T	P-PR1306

描述：该试剂盒采用独特的裂解液，可快速可靠的从粪便、淋巴液、血清、血浆样本中纯化出高纯度的病毒 DNA/RNA。应用本试剂盒提取的 DNA/RNA 可直接用于反转录、One-Step RT-PCR、文库构建等多种分子生物学实验。

组分（以下组分全部室温避光保存）

名称	数量
Virus DNA/RNA LB1	3 ml
Virus DNA/RNA BB2	40 ml
Washing Buffer（已含乙醇）	55 ml
蛋白酶 K（20mg/ml）	1ml
Nuclease Free H2O	10 ml
吸附柱	50 套

注意事项：

- （1） 首本试剂盒中的 Washing Buffer 中已经加乙醇，无需单独添加。
- （2） Virus DNA/RNA LB1， 储存时可能会有白色结晶沉淀，放置于 56°C 水浴锅溶解后，不影响使用效果。
- （3） 蛋白酶 K（20 mg/ml） 长期保存请储存于 -20°C，短期室温保存（6 个月），其它组分储存于室温。
- （4） 该试剂盒的保质期为 2 年。

操作方法

- （1） 在 1.5mL 离心管（自备）中加入 200 μ L 病毒液（粪便提取液、血清、血浆等），加入 50 μ L Virus DNA/RNA LB1 和 20 μ L 蛋白酶 K，漩涡混合均匀，室温消化 5min。
- （2） 消化完毕后，向上述样本中加入 700 μ L Virus DNA/RNABB2，漩涡混合 1min。
- （3） 将上述混合液全部倒入到吸附柱中，13000rpm 离心 1min。
- （5） 倒掉废液。向吸附柱中加入 500 μ L Washing Buffer，13000rpm 离心 15s。重复此步骤一次。
- （6） 将吸附柱重新放回离心机，13000rpm 空离心 1min，将残留的乙醇彻底甩干。
- （7） 将吸附柱芯放入到 1.5mLRnase Free 收集管中，向吸附柱芯中加入 30~80 μ L Nuclease Free，13,000rpm 离心 1min，洗脱液即为 DNA/RNA 产物，冷冻保存。