

食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒说明书

微量法100T/96S

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

在食品中，亚硝酸盐可与肉品中的肌红素结合而更安定，在食品加工业中作为保色剂，以维持肉制品的良好外观，并防止肉毒梭状芽孢杆菌的产生，提高食用肉制品的安全，但是人体长期摄入亚硝酸盐过量的食品，可诱发消化系统癌变。

测定原理：

在酸性条件下，亚硝酸盐与对氨基苯磺酸反应生成重氮化合物，再与N-1-萘基乙二胺形成紫红色偶氮化合物，在540nm处有特征吸收峰。

自备仪器和用品：

天平、研钵或匀浆器、水浴锅、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、蒸馏水。

试剂组成和配制：

提取液一：液体50 mL×1瓶，室温保存。

提取液二：液体50 mL×1瓶，室温保存。

提取液三：液体50 mL×1瓶，室温保存。

粉剂四：粉剂 100 mg ×1支，室温保存。

试剂一：液体10mL×1瓶，4℃避光保存。

试剂二：液体10mL×1瓶，4℃避光保存。

样品处理：

称取样品约0.2g鲜重或0.05g干重，破碎，加入0.5 mL 提取液一，沸水浴15min，冷却至室温，加入0.5 mL提取液二，震荡摇匀，加0.5 mL 提取液三，用镊子加少量粉剂四（约1 mg），静置30min，25℃，8000g离心15 min，取上清液待测。

测定步骤和操作表：

1、分光光度计/酶标仪预热30min，调节波长至540nm，蒸馏水调零。

2、操作表

	测定管	空白管
蒸馏水（ μL ）		70
样品（ μL ）	70	
试剂一（ μL ）	65	65
试剂二（ μL ）	65	65

混匀，25℃静置15min，于微量石英比色皿/96孔板中检测540nm处吸光值A。

$$\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$$

食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒说明书注意：空白管只需测定一次。

亚硝酸盐含量计算：

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线回归方程为： $y=0.234x + 0.0002$ ， $R^2= 0.999$ x为标准品亚硝酸钠浓度（ $\mu\text{g/ml}$ ） y为吸光值A。

$$\begin{aligned}\text{NO}_2^- (\mu\text{g/g}) &= (\Delta A - 0.0002) \div 0.234 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \times 0.6668 \\ &= (A - 0.086) \div 0.234 \times 1.5 \times 0.6668 \div W \\ &= 4.27 \times (\Delta A - 0.0002) \div W\end{aligned}$$

V样总：加入提取液体积，1.5 mL； V样：反应中样品体积，0.07mL； W：样品质量，g。

b. 用96孔板测定的计算公式如下

标准曲线回归方程为： $y=0.141x + 0.095$ ， $R^2= 0.9991$ x为标准品亚硝酸钠浓度（ $\mu\text{g/ml}$ ） y为吸光值A。

$$\begin{aligned}\text{NO}_2^- (\mu\text{g/g}) &= (\Delta A - 0.0002) \div 0.141 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \times 0.6668 \\ &= (\Delta A - 0.0002) \div 0.141 \times 1.5 \times 0.6668 \div W \\ &= 7.09 \times (\Delta A - 0.0002) \div W\end{aligned}$$

V样总：加入提取液体积，1.5 mL； V样：反应中样品体积，0.07mL； W：样品质量，g。

注意事项：

1. 试剂盒2-8℃保存。
2. 试剂对人体有一定的危害，请穿实验服，戴手套操作。
3. 若检测出得OD值在标准曲线范围外，请将样品进行适当的浓缩或稀释（ $A_{540} < 0.09$ 浓缩， $A_{540} > 1.5$ 适当稀释）。
4. 最低检出限为0.5 $\mu\text{g/g}$ 。