

公司产品仅供科学研究使用，不得用于临床诊断！

产品名称：**BL21(DE3) (含pET-32a(+)-E-protein质粒) 大肠杆菌**

英文名称：Escherichia coli BL21(DE3)(pET-32a(+)-E-protein)

规格：西林瓶

货号：PJZ118

基本信息：

BL21(DE3) (含pET-32a(+)-E-protein质粒) 大肠杆菌培养基	酵母膏：5.0，蛋白胨：10.0，NaCl：10.0，pH：7.0(25°C)
传代方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 准备无菌液体试管 1 支 (含培养基 5~10mL) ， 90mm 平板 2 块； 2. 西林瓶管壁消毒后，无菌环境下，依次打开铝盖与胶塞，吸取约 0.5mL 液体培养基打入瓶中，轻轻吹打溶解菌片； 3. 菌片充分溶解后，将溶解液全部吸出，打回液体试管混匀； 4. 从试管液体中吸取混合液涂布平板，200μL/个； 5. 将试管和平板全部置于上述指定条件培养，禁止密封缠绕平板，18-24h 后观察培养液明显浑浊，平板菌落或菌苔生长； 6. 如菌种未生长，应继续培养至 72h，培养好后按照口須口
生长条件	37°C； 18-24h； 好氧；
存储条件	-20°C
安全等级	1
应用领域	pET-32a(+)-E-protein质粒提取。 基因种属: SARS-CoV-2
共享方式	公益性共享