

公司产品仅供科学研究使用，不得用于临床诊断！

产品名称：**BL21(DE3) (含pET-32a(+)-NSP10质粒) 大肠杆菌**

英文名称：Escherichia coli BL21(DE3)(pET-32a(+)-NSP10)

规格：西林瓶

货号：PJZ120

基本信息：

<p>BL21(DE3) (含pET-32a(+)-NSP10质粒) 大肠杆菌培养基</p>	<p>酵母膏：5.0，蛋白胨：10.0，NaCl：10.0，pH：7.0(25°C)</p>
<p>传代方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 准备无菌液体试管 1 支 (含培养基 5~10mL) ， 90mm 平板 2 块； 2. 西林瓶管壁消毒后，无菌环境下，依次打开铝盖与胶塞，吸取约 0.5mL 液体培养基打入瓶中，轻轻吹打溶解菌片； 3. 菌片充分溶解后，将溶解液全部吸出，打回液体试管混匀； 4. 从试管液体中吸取混合液涂布平板，200μL/个； 5. 将试管和平板全部置于上述指定条件培养，禁止密封缠绕平板，18-24h 后观察培养液明显浑浊，平板菌落或菌苔生长； 6. 如菌种未生长，应继续培养至 72h，培养好后按照口须口
<p>生长条件</p>	<p>37°C；18-24h；好氧；</p>
<p>存储条件</p>	<p>-20°C</p>
<p>安全等级</p>	<p>1</p>
<p>应用领域</p>	<p>pET-32a(+)-NSP10质粒提取。 基因种属: SARS-CoV-2</p>
<p>共享方式</p>	<p>公益性共享</p>