

果糖-1,6-二磷酸（Fructose-1,6 Diphosphate, FDP）试剂盒说明书

微量法100T/96S

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

果糖1,6-二磷酸是机体内的高能代谢物和代谢调控剂，是糖酵解途径的重要中间体，广泛存在于动植物和微生物体内，能影响细胞内钾离子的浓度，改善葡萄糖和其他能量底物的代谢，促进组织氧的释放，广泛应用于临床医药制剂。

测定原理：

醛缩酶催化果糖1,6-二磷酸降解，产物与DNPH缩合成紫红色物质，在540nm有特征吸收峰。

自备实验用品及仪器：

天平、低温离心机、研钵、恒温水浴锅、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板。

试剂组成和配制

试剂一：液体110mL×1瓶，4℃保存。

试剂二：液体0.4mL×1支，4℃避光保存。

试剂三：液体4mL×1瓶，4℃避光保存。

试剂四：液体16mL×1瓶，4℃保存。

样品处理

1. 组织：按照质量（g）：试剂一体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g，加入1mL试剂一）加入试剂一，冰浴匀浆后于4℃，10000g离心10min，取上清待测。
2. 细胞：按照细胞数量（ 10^4 个）：试剂一体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细胞加入1mL试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；然后4℃，10000g离心10min，取上清待测。
3. 液体：直接检测。

测定操作

	对照管	测定管
样品（ μL ）		20
蒸馏水（ μL ）	20	
试剂一（ μL ）	44	40
试剂二（ μL ）		4
充分混匀，37℃反应30min		

试剂三 (μL)	40	40
充分混匀, 37℃温育10min		
试剂四 (μL)	160	160
充分混匀, 于37℃温育10min, 于微量石英比色皿/96孔板, 蒸馏水调零, 测定540nm处吸光值, 记为A对照管和A测定管, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$, 对照管只要做一管。		

果糖-1,6-二磷酸 (Fructose-1,6 Diphosphate, FDP) 试剂盒说明书计算公式

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线: $y = 0.6971x + 0.0012$, $R^2 = 0.9983$

1. 按照质量计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/g 鲜重)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.6971 \div (W \div V_{\text{样总}}) \\ &= 1.43 \times (\Delta A - 0.0012) \div W \end{aligned}$$

2. 按照细胞数量计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/10}^4 \text{ cell)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.6971 \div (\text{细胞数量} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 1.43 \times (\Delta A - 0.0012) \div \text{细胞数量} \end{aligned}$$

3. 按照液体体积计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/mL)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.6971 \\ &= 1.43 \times (\Delta A - 0.0012) \end{aligned}$$

W: 样本质量, g; V样总: 加入提取液体积, 1mL

b. 用96孔板测定的计算公式如下

标准曲线: $y = 0.3486x + 0.0012$, $R^2 = 0.9983$

1. 按照质量计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/g 鲜重)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.3486 \div (W \div V_{\text{样总}}) \\ &= 2.87 \times (\Delta A - 0.0012) \div W \end{aligned}$$

2. 按照细胞数量计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/10}^4 \text{ cell)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.3486 \div (\text{细胞数量} \div V_{\text{样总}}) \\ &= 2.87 \times (\Delta A - 0.0012) \div \text{细胞数量} \end{aligned}$$

3. 按照液体体积计算

$$\begin{aligned} \text{FDP (mg/mL)} &= (\Delta A - 0.0012) \div 0.3486 \\ &= 2.87 \times (\Delta A - 0.0012) \end{aligned}$$

W: 样本质量, g; V样总: 加入提取液体积, 1mL

注意事项

最低检出限为1.72 mg/L。

www.pyram.cn