

公司产品仅供科学研究实验、不得用于临床诊断！

产品名称	无外泌体血清
规格	50mL
货号	P-X2465

产品介绍

无外泌体血清不含有蛋白编码和调控的多种RNA包括mRNA、miRNA、rRNA和snoRNA等。它们中的大多数 (>70%) 仍然存在于细胞外囊泡 (EV) 和细胞间通讯研究中常使用的长时间超速离心得到的无囊泡FBS (vesicle-depleted FBS, vdFBS) 中。FBS相关的RNA会在分离细胞外膜泡RNA (exRNA) 时一同被分离出来，这会对下游RNA分析造成干扰。因此，实验设计过程中采取减少FBS源RNA干扰的预防措施是非常必要的。

产品特点

- 1、内毒素含量低，三次纳米级过滤
- 2、严格控制批次差异
- 3、来源可靠、可溯源
- 4、每个批次提供相应检验检疫报告
- 5、适合各种特殊细胞培养
- 6、干冰运输，建议存储温度为-20℃至-10℃

注意事项

仅限科研用。

培养体系中的一些组分是对人体健康有害的物质，请不要用暴露的皮肤接触培养体系的液体和有培养体系的液体残留的容器内部；这部分有害物质的浓度和危害性都较低，如有接触，立即用自来水冲洗即可。